

Statuslampen, Ein-/Ausschalten + Rufabbrechen:

Neat Neo, Neo GSM, Novo, Novo GSM:

Statuslampen:

rote Notruf-Taste leuchtet, alle LED's sind aus:	alles OK
rote Notruf-Taste blinkt:	Notrufverbindung/ Verbindungsaufbau
linke LED (grün) leuchtet dauerhaft:	Tel.-Leitung/Funkverbindung gestört
linke LED (grün) blinkt langsam:	(nur GSM) Funkverbindung schwach, bzw. Netzsuche bei Geräte-Neustart
linke LED (grün) blinkt sehr schnell:	SIM-Kartenfehler
mittlere LED (rot) leuchtet oder blinkt:	Stromversorgung unterbrochen
rechte LED (gelb) leuchtet:	Akku schwach

Ein-/Ausschalten:

Ein-/Ausschalter befindet sich auf Rückseite. Schieberegler (Neo) hin und her schieben, Drucktaster (Novo) ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Ruf abbrechen:

Graue bzw. Gelbe Taste am Gerät drei Sekunden drücken und wieder gehen lassen. Der Ruf wird während des Voralarmes abgebrochen.

Tunstall Lifeline Vi:

Statuslampen:

große rote Taste und kleine grüne Taste leuchten dauerhaft:	alles OK
große rote Taste blinkt einmal pro Sekunde:	Notrufverbindung/ Verbindungsaufbau
große rote Taste blinkt einmal in 4 Sekunden:	Stromversorgung gestört
kleine grüne Taste blinkt einmal pro Sekunde rot:	Telefonleitung gestört
kleine grüne Taste blinkt einmal in 4 sek. rot:	Akku schwach
kleine grüne Taste blinkt abwechselnd rot/grün:	Funkfehler

Einschalten:

Das Gerät wird durch Einstecken des Stromsteckers ins Gerät eingeschalten (+ Stecker in Steckdose)

Ausschalten:

Das Gerät schaltet sich durch Ausstecken des Telefon- und Stromkabels aus dem Gerät aus (wichtig: am Gerät, nicht durch abstecken aus Steck- und Telefondose!)

Ruf abbrechen:

Grüne Taste am Gerät drei Sekunden drücken und wieder gehen lassen. Der Ruf wird während des Voralarmes abgebrochen. Es erfolgt eine Sprachansage: „Der Ruf wurde unterbrochen“

Vitaris S.A.M. 4/ Tunstall Lifeline GSM:

Statuslampen:

Große Statusanzeige:

Grün leuchtet:	alles o.k. [bei GSM: Funksignal super (20+)]
Gelb leuchtet (nur bei GSM):	alles o.k. [Funksignal ist o.k. (10-19)]
Rot leuchtet (nur bei GSM):	Funksignal zu schwach (< 10)
Weiß leuchtet (nur bei GSM):	kein Funksignal, o. keine SIM-Karte eingelegt
Grün blinkt 1mal alle 4 Sekunden:	Stromversorgung gestört, Akkubetrieb
Grün blinkt 1mal pro Sekunde:	ein Notruf ist ausgelöst

Kleine Statusanzeige:

Rot blinkt:	Telefonverbindung ist unterbrochen, bzw. ankommender Telefonanruf (nur Festnetz)
Rot leuchtet:	Leitung in Verwendung (nur Festnetz)
Gelb blinkt 2mal pro Sekunde:	Akku ist leer
Gelb leuchtet:	Teilnehmer ist abwesend gemeldet (Aktivitätenkontrolle).
Alle Statusleuchten sind aus:	Das Gerät ist nicht im Betrieb!

Einschalten:

Das Gerät wird durch Einstecken des Stromsteckers ins Gerät eingeschalten (+ Stecker in Steckdose)

Ausschalten:

Das Gerät schaltet sich durch Ausstecken des Telefon- und Stromkabels aus dem Gerät aus (wichtig: am Gerät, nicht durch abstecken aus Steck- und Telefondose!)

Sonderheit bei GSM-Gerät: Bitte Aufkleber auf Geräterückseite beachten.

1. Zahlencode eingeben: P * 8 0 4 P
2. Stromstecker aus Gerät entfernen (Reihenfolge ist zwingend einzuhalten!)

Ruf abbrechen:

Grüne Taste am Gerät drei Sekunden drücken und wieder gehen lassen. Der Ruf wird während des Voralarmes abgebrochen. Es erfolgt eine Sprachansage: „Der Ruf wurde unterbrochen“

TeleAlarm TA74:

Statuslampen:

rote Taste leuchtet schwach:	alles OK
blaue Taste (S-Taste) leuchtet:	Störung (die blaue Taste drücken, die Art der Störung wird angesagt: Ansage <Netzausfall> = Gerät hat keinen Strom Ansage <Leitungsstörung> = Gerät hat keine Telefonverbindung, Verkabelung o. Router prüfen! Ansage <Geräteakku leer> = Gerät an Stromversorgung anschließen (Bei Neuanschluss kann es auch mal 5 min dauern, bis Akku seinen Ladestand erreicht hat)

Einschalten:

Das Gerät wird durch Einstecken des Stromsteckers ins Gerät eingeschalten (+ Stecker in Steckdose)

Ausschalten:

Das Gerät schaltet sich durch Ausstecken des Stromkabels (+ evtl. Telefon-/LAN-Kabel) aus dem Gerät aus (wichtig: am Gerät, nicht durch abstecken aus Steck- und Telefondose!)

Ruf abbrechen:

Kurzes Drücken der blauen Taste während des Voralarmes. Es ertönt „Stopp“. Der Ruf wurde abgebrochen.

Caru Care:

Statuslampen:

Grünes Leuchten (alle LEDs):	CO2-Ampel aktiv. Alles ok.
Gelbes Leuchten (alle LEDs):	CO2-Ampel aktiv. Alles ok. Bald Lüften.
Rotes Leuchten (alle LEDs):	CO2-Ampel aktiv. Alles ok. Bitte Lüften.
Rotes Kreisen:	Fehlermeldung. Information durch Berühren des Deckels.
Weißes Kreisen:	Verbindungsaufbau, nach Notrufauslösung
Weißes Leuchten (alles LEDs):	Caru hat Sprachbefehl erkannt
Kein Leuchten:	<ul style="list-style-type: none">- Gerät könnte ausgeschaltet sein- Gerät einsatzbereit, deaktivierte CO2-Ampel- Gerät hat keine Stromverbindung
Blaues Leuchten (alle LEDs):	Aufforderung, eine Aktion durchzuführen (z.B. Trinkerinnerung)

Einschalten:

Stromstecker einstecken (am Gerät und in Steckdose)

Es leuchten die 6 LEDs auf Höhe Stromstecker in Weiß ... Das Gerät fährt hoch. Die weißen LEDs werden nach und nach grün. Sind alle grün, wechselt das Gerät je nach Einstellung in Anzeige CO2-Ampel oder alle LEDs aus. Das Gerät ist nun einsatzbereit!

Ausschalten:

Stromstecker am Gerät abziehen und drei Sekunden auf kleinen Druckknopf (Noppe) auf Unterseite drücken. Es ertönt eine Ausschaltmelodie und die LEDs blinken weiß und werden immer schwächer. Sind die LEDs aus, ist das Gerät ausgeschaltet.

Ruf abbrechen:

Hand drei Sekunden auf Deckel vom Gerät legen, Caru gibt eine akustische Bestätigung! (funktioniert nur während des Voralarms)